

Papildoma informacija apie „MammoDuo“ modelį



Šį gaminį sudaro du monitoriai, pritvirtinti prie specialaus stovo. Kai kurie šio gaminio naudojimo būdai skiriasi nuo aprašytų naudojimo instrukcijose. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį dokumentą ir naudojimo instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą.


ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJIMAS

Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.

Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti. Laikykitės šių nurodymų:

- Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys.
- Suimkite ir tvirtai laikykite už monitoriaus apačios ir rankenos.



Nuimti monitorių nuo stovo turi bent du asmenys.

Nuėmus nuo stovo tik vieną monitorių, gaminys taps ypač nestabilus. Dirbant su gaminiu nestabilioje padėtyje, gaminys gali virsti ir sužeisti arba sugadinti įrangą.

Pakuotės turinys

Kartu su gaminiu pateikiami toliau nurodyti elementai. Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti elementai. Jei kurio nors iš jų trūksta, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu.

RX560

- Monitorius (2 monitoriai, stovas)
- Maitinimo laidas, 2 vnt.
- Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 2 DisplayPort – DisplayPort
- Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP100 x 1 DisplayPort – DisplayPort
- Skaitmeninių signalų perdavimo laidas DD300DL x 2 DVI – DVI (dviguba jungtis)
- USB laidas UU300 x 2
- EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)
- Naudojimo instrukcijos
- Papildoma informacija apie „MammoDuo“ modelį (šis dokumentas)


GX560

- Monitorius (2 monitoriai, stovas)
- Maitinimo laidas, 2 vnt.
- Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 x 4 DisplayPort – DisplayPort
- Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP100 x 1 DisplayPort – DisplayPort
- USB laidas UU300 x 4
- EIZO LCD Utility Disk (kompaktinis diskas)
- Naudojimo instrukcijos
- Papildoma informacija apie „MammoDuo“ modelį (šis dokumentas)


Valdikliai ir funkcijos

Informaciją apie monitoriaus dalių pavadinimus ir funkcijas žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Valdikliai ir funkcijos“.

Vaizdas iš galo



Vaizdas iš viršaus



1. Tvirtinimo blokas	Sujungia monitorių su stovu.
2. Rankena	Ši rankena naudojama transportuojant.
3. Stovas	Naudodami stovą galite: <ul style="list-style-type: none"> • reguliuoti kiekvieno monitoriaus padėtį ir horizontalų kampą; • reguliuoti vertikalų / horizontalų kampą ir bendrą monitoriaus aukštį.
4. Laidų laikiklis	Prilaiko monitoriaus laidus.
5. Pasukimo varžtas	Sukant šį varžtą, kiekvieną monitoriaus ekraną galima pasukti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę ir reguliuoti tarpą tarp monitorių.
6. Pakreipimo fiksavimo varžtas	Priveržus šį varžtą, fiksuojamas horizontalus kampas. Pastaba <ul style="list-style-type: none"> • Varžtas neužfiksuojamas prieš siuntimą.
7. Pokrypio fiksatorius	Fiksuoja 0° vertikalų monitoriaus kampą. ☰ : užrakinta, ☱ : atrakinta Pastaba <ul style="list-style-type: none"> • Prieš siunčiant kampas užfiksuojamas ties 0°. Jei norite keisti monitoriaus pakreipimo kampą, atlaisvinkite fiksatorių. • Transportuodami gaminį, nustatykite 0° vertikalų monitoriaus kampą ir užfiksuokite pakeipimo fiksatoriumi. Tai leidžia paprasčiau transportuoti gaminį.
8. Tvirtinimo fiksatorius	Sujungia tvirtinimo bloką su stovu. Norėdami atjungti tvirtinimo bloką nuo stovo, atlaisvinkite tvirtinimo fiksatorių. ☰ : užrakinta, ☱ : atrakinta

Diegimas / sujungimas

● Prieš montuojant gaminį

Atidžiai perskaitykite skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS šiame dokumente bei skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS naudojimo instrukcijose.

Įrengimo reikalavimai

Montuodami gaminį, įsitinkinkite, kad pakanka vietos iš abiejų monitoriaus šonų, užpakalinės dalies ir viršaus.

Dėmesio

- Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa.

● Jungiamieji laidai

Informaciją apie galimas monitoriaus skyros vertes žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Galimos skyros vertės“.

1. Prijunkite signalų perdavimo laidus.


Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, priveržkite tvirtinimo elementus, kad jungtis būtų priveržta.

Dėmesio


- Naudokite kartu su gaminiu pateiktus laidus.
- Monitoriaus „DisplayPort“ jungtis sudaro įvado ir išvado jungtys. Monitoriui prijungti prie kompiuterio sujunkite kabelį su įėjimo jungtimi.
- Norint nustatyti nuoseklaus sujungimo jungtį, būtina nustatyti „DisplayPort“ versiją „1.2“. Jei reikia daugiau informacijos apie sąranką, žr. montavimo vadovą (CD-ROM diske).
- Jei reikia daugiau informacijos apie monitorius ir vaizdo plokštes, kurias galima naudoti nuosekliam sujungimui, apsilankykite <http://www.eizoglobal.com>
- Prieš naudodami nuoseklaus sujungimo jungtį, nuimkite dangtelį nuo monitoriaus išvesties jungties, per kurią išvedami signalai.


Jungimo pavyzdžiai:

Kiekvieno monitoriaus prijungimas prie kompiuterio



Nuoseklaus sujungimo nustatymas




*1 GX560, prijungtas prie .


*2 Naudoti pridėtą „PP100“.

2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį.

3. Jeigu ketinate naudotis „RadiCS“ / „RadiCS LE“, prijunkite USB laidą.



Dėmesio

- Norėdami atlikti GX560 monitoriaus kokybės kontrolę, prijunkite kompiuterį su „RadiCS“ / „RadiCS LE“ įdiegta . Kaip sujungti laidus, žr. naudojimo instrukcijų 2-2 skyriuje „Jungiamieji laidai“.

4. Norėdami įjungti monitoriaus maitinimą, palieskite  monitoriaus priekyje.

Monitoriaus maitinimo jungiklio indikatorius įsižiebia žaliai.

5. Įjunkite kompiuterį.

Ekrane pasirodys vaizdas.

Pastaba

- Jeigu monitorius veikia netinkamai, žr. naudojimo instrukcijų skyrių „Vaizdo neropdymo problema“.

● Kiekvieno monitoriaus padėties reguliavimas


1. Reguluokite pasukimo ir horizontalią padėtį.

Laikydami už monitoriaus viršaus ir apačios abiem rankomis, reguliuokite kiekvieno monitoriaus kampą ir padėtį.

Pasukimo kampą galima fiksuoti sukant ir priveržiant pasukimo fiksavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.

Pastaba

- Pasukimo fiksavimo varžtas neužfiksuojamas prieš siuntimą.




2. Sureguliuokite pasukimą.

Tarpą tarp monitorių galima pašalinti sukant pasukimo varžtą. Sureguliuokite pagal poreikį.

Dėmesio

- Nebandykite pasukti monitoriaus ranka.




Pastaba

- Pakreipimo fiksavimo varžtui ir pasukimo varžtui naudokite kryžminį „phillips“ atsuktuvą (nr. 2).


● Ekranų aukščio ir kampo reguliavimas

Laikydami abu monitorius kartu, kaip pavaizduota paveikslėlyje, sureguliuokite ekranų aukštį ir vertikalų kampą.



Dėmesio

- Pakreipimo fiksatorius užfiksuojamas prieš siuntimą. Atlaisvinę fiksatorių, sureguliuokite vertikalų ekranų kampą.



- Sureguliuavę aukštį ir vertikalų kampą, nutieskite kabelius per kabelio laikiklį.

Nuoroda


● Monitoriaus nuėmimas

Jeigu ant monitoriaus montuojate pasirenkamą „RadiLight“, nuimkite monitorių nuo stovo.

Dėmesio

- Nuėmus nuo stovo tik vieną monitorių, gaminys taps ypač nestabilus. Dirbant su gaminiu nestabilioje padėtyje, gaminys gali virsti ir sužeisti arba sugadinti įrangą. Dirbti turi du žmonės.

Atlaisvinę tvirtinimo fiksatorių, nuimkite monitorių nuo stovo.




Pastaba

- Informaciją apie tvirtinimo procedūrą žr. „RadiLight“ naudojimo instrukcijoje.

● Monitoriaus montavimas

Sumontuokite monitorių ant stovo.



Dėmesio

- Patikrinkite, ar tvirtinimo fiksatoriaus indikatorius yra užrakinimo padėtyje.

Mechaninės specifikacijos (RX560 ir GX560)

Matmenys (plotis × aukštis × gylis)	709,0 mm × 476,0 mm – 566,0 mm × 225,0 mm (pokrypis: 0°, pasukimas (kiekvieno monitoriaus) : 0°) 696,5 mm × 476,0 mm – 566,0 mm × 237,1 mm (pokrypis: 0°, pasukimas (kiekvieno monitoriaus) : 15°)
Grynasis svoris	RX560: 17,3 kg GX560: 17,1 kg
Aukščio reguliavimas	90 mm (pokrypis: 0°)
Pokrypis	Aukštyn 25°, žemyn 5°
Pakreipimas (bendras)	40°
Pakreipimas (kiekvieno monitoriaus)	15°

