

Instructions for Use

■ User's Manual

RadiForce® RS210

Color LCD Monitor

English

Deutsch

Français

中文

日本語

Important

Please read this User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Wichtig

Lesen Sie die dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Important

Veuillez lire attentivement ce Manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

重要

请仔细阅读用户手册，掌握如何安全、有效地使用本产品。
请保留本手册，以备日后参考。

重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。



For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: RadiForce RS210

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

使用说明书

■用户手册

RadiForce® RS210

彩色液晶显示

中文

应确保最终系统符合 IEC60601-1-1 的要求。

安全符号

本手册所采用的安全符号如下所示。它们均表示重要信息。请仔细阅读。



警告

如果不遵守以“警告”方式提出的信息，可能会对人员造成严重伤害，并且会危及生命。



注意

如果不遵守以“注意”方式提出的信息，可能会对人员造成中等程度伤害，或损坏产品。



禁止行为标志



安全接地标志

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。

- 供电设备会发出电磁波，可能会影响、限制显示器的使用或造成显示器故障。请将设备安装在可避免此类影响的受控环境中。
- 本显示器专供医疗成像系统使用。不支持显示乳房X线照相的图像以进行诊断。

未经EIZO Corporation事先书面许可，不得以任何形式或以任何方式（电子、机械或其它方式）复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密，除非已经依照EIZO Corporation书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息，但是请注意，EIZO显示器规格仍会进行变更，恕不另行通知。

Windows、Windows Vista、Windows Media、SQL Server和Xbox 360是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

本产品上显示的文本使用由Ricoh设计的哥特粗圆位图字体。

VESA是Video Electronics Standards Association在美国和其他国家的注册商标或商标。

EIZO、EIZO标志、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiForce、RadiCS、RadiNET、Raptor和ScreenManager是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。

所有其他公司和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。


⚠ 注意事项

重要!

- 为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。
- 为确保人员安全与正确维护，请仔细阅读本节内容以及设备上的注意声明（请看下图）。

● 警告声明的位置

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
 電源コードのアースは必ず接地してください。
 这设备必须连接至接地主插座。



● 设备上的标识

标识	标识指示
	主电源开关 按此键关闭显示器的主电源。
	主电源开关 按此键打开显示器的主电源。
	电源按钮 按此键打开 / 关闭显示器的主电源。
	交流电
	电子报警器
	注意 参阅手册中的安全标识章节。

警告

如果设备开始冒烟并伴有焦糊味，或者发出奇怪的噪音，请立刻切断电源，然后与销售商取得联系以获得帮助。

使用有故障的设备可能导致起火、电击或设备损坏。

禁止拆开机壳或修改设备。

拆开机壳或修改设备都有可能导致起火、电击或烧毁设备。




请合格的维修人员进行各种维修。

禁止擅自打开或移走机盖，这可能导致起火、电击或设备损坏。

请将小件物体或液体放置在远离设备的地方。

若小件物体意外地通过通风槽坠入机壳或流入机壳，则可能导致起火、电击或设备损坏。若物体或液体坠入 / 流入机壳，请立刻拔出设备插头。重新使用该设备之前，请让合格的维护工程师对其进行检查。



请将设备置于坚固而稳定的平面上。

若设备放置在不适当的平面上，可能会发生坠落情况，导致人员受伤或设备损坏。设备坠落后请立即断开电源，并向销售商寻求帮助。


禁止继续使用已损坏的设备。若使用已损坏的部件，可能会导致起火或电击。



请在适宜的场所使用本设备。

否则可能导致起火、电击或设备损坏。

- 禁止将设备放置在室外。
- 禁止将设备放置在交通工具里（轮船、飞机、火车、汽车等）。
- 禁止将设备放置在粉尘或潮湿的环境中。
- 禁止将设备放置在水滴可溅到屏幕的位置（浴室、厨房等）。
- 禁止将设备放置在水蒸汽可直接接触屏幕的位置上。
- 禁止将设备放置在供暖设备或增湿器旁。
- 禁止将设备放置在阳光可直射本产品的位置上。
- 禁止将设备放置在易燃气体环境中。



为避免引起窒息危险，请将塑料包装袋放置在远离婴儿或小孩的地方。

请使用附带电源线并连接至贵国的标准电源插座上。

否则可能会导致起火或电击。请确保电源线电压维持在额定电压范围内。

电源：100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz

 **警告**

若需要断开电源线，请抓紧插头然后拔出。
禁止拉扯电线，这可能会导致起火或电击。



设备必须连接到接地主插座。
否则可能会导致起火或电击。



请使用正确电压。

- 本设备仅适用于在特定电压下使用。若将设备连接到《用户手册》中没有提及的其它电压上，则可能会导致起火、电击或设备损坏。电源：100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz
- 禁止电路超载，否则可能会导致起火或电击。

请谨慎操作电源线。

- 禁止将电源线放置在设备或其它重物的下面。
- 禁止用力拉或缠绕电源线。若电源线损坏，请停止使用。使用已损坏的电源线可能会导致起火或电击。



为了确保电气安全，请在没有病人的场所连接或断开电源线。

在打雷时绝对禁止接触插头与电源线。
否则可能会导致电击。



安装悬挂臂时，请参阅悬挂臂的用户手册，并牢固安装设备。

否则可能会导致设备与悬挂臂脱离，从而可能造成人身伤害或设备损坏。安装前，请确保固定了悬挂臂底座的桌子、墙壁等有足够的机械强度。如果设备跌落，请咨询您的经销商。切勿继续使用已损坏的设备。使用已损坏的设备可能会导致火灾或触电。重新安装倾斜底座时，请使用相同的螺丝并进行紧固。

禁止裸手直接接触已损坏的液晶显示屏。

从显示屏泄漏出来的液晶如果进入眼睛或口中，将对人体产生毒副作用。如果皮肤或人体的任何部分直接接触到显示屏，请进行全面清洗。若发生病症，请咨询医生咨询。



荧光背光灯中包含汞（采用LED 背光灯的产品中不含汞），请依照当地法规进行废弃处理。

接触汞元素会对神经系统产生影响，包括颤抖、失忆以及头痛。

本产品仅适用于有病患的环境，而不适用于接触病患。

注意


在运输设备时请小心轻放。

移动设备时请断开电源线与电缆。在电源线保持连接的状态下移动设备是非常危险的。

这可能会导致人员受伤。

在搬动设备时，请用双手紧紧抓住设备底部，确保显示屏在抬起前屏面朝外。

若设备坠落，可能会导致人员受伤或设备损坏。



禁止堵塞机壳上的通风槽。

- 禁止在通风槽上放置任何物品。
- 禁止将设备安装在一个封闭的空间内。
- 禁止在平放或倒放状态下使用设备。

堵塞机壳上的通风槽会阻碍正常的空气流通，可能导致起火、电击或设备损坏。



禁止用湿手接触插头。

否则可能会导致电击。



使用易于接近的电源插座。

当出现问题时，这将确保您可以迅速断开电源。

定期清洁插头周边。

插头上的灰尘、水渍或油料等堆积可能会导致起火。

在清洁之前，请拔出设备的电源插头。

在带电状况下清洁设备可能会导致电击。

若您计划将设备闲置一段时间，请在关闭电源开关之后将电源线与墙壁插座断开，以保证安全和节约能源。

有关此显示器的注意事项

本产品用于显示和观看X-ray或MRI等数字图像，供受过培训的医疗从业者进行诊断。

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。

本产品担保仅在此手册中所描述的用途范围之内有效。

本手册中所述规格仅适用于以下配件：

- 本产品随附的电源线
- 我们指定的信号线

本产品只能与我们制造或指定的备选产品配合使用。

由于显示器电子零件的性能需要约30分钟才能稳定，因此在电源开启之后，应调整显示器至少30分钟。

为了降低因长期使用而出现的发光度变化以及保持稳定的发光度，应将显示器设置为较低亮度。

当显示器长期显示一个图像的情况下再次改变显示画面会出现残影。使用屏幕保护程序或省电模式避免长时间显示同样的图像。

建议定期清洁，以保持显示器外观清洁同时延长使用寿命（请参阅“清洁”（第4页））。

本显示屏可能存在有瑕疵的像素或少量光点。这是由于显示屏本身特征所致，并非产品故障。

液晶显示屏的背光灯有一定的使用寿命。当显示屏变暗或开始闪烁时，请与您的经销商联系。

切勿用力按压显示屏或外框边缘，否则可能会导致显示故障，如干扰图案等问题。如果持续受压，显示屏可能会性能下降或损坏。（若显示屏上残留压痕，使显示器处于黑屏或白屏状态。此症状可能消失。）

切勿用尖锐物体刮擦或按压显示屏，否则可能会使显示屏受损。切勿尝试用纸巾擦拭显示屏，否则可能会留下划痕。

如果将较冷的显示器带入室内，或者室内温度快速升高，则显示器内部和外部表面可能会产生结露。此种情况下，请勿开启显示器。等待直到结露消失，否则可能会损坏显示器。

清洁

注意

- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
 - 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。
-

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。
-

如果需要, 请将小块软布用水蘸湿, 以去除机壳和面板表面上的污垢。

舒适地使用显示器

- 屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。
- 长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

目录

注意事项.....	3
有关此显示器的注意事项.....	7
目录.....	9
第 1 章 介绍.....	10
1-1. 特点.....	10
1-2. 包装内容.....	10
1-3. 控制和功能.....	11
第 2 章 电缆连接.....	13
2-1. 连接前.....	13
2-2. 电缆连接.....	14
第 3 章 调节和设定.....	16
3-1. 基本操作方法和功能一览.....	16
3-2. 正确显示屏幕.....	19
3-3. 色彩调节.....	23
3-4. 低分辨率显示.....	28
3-5. 启用 / 禁用模式选择 [预设模式].....	29
3-6. 锁定按钮 [操作锁定].....	29
3-7. 设定 EIZO 标志显示 [标志].....	30
3-8. 设定方向.....	30
3-9. 设定省电 [节能].....	31
3-10. 设置电源指示灯 [电源指示灯].....	31
3-11. 恢复默认设置.....	32
第 4 章 疑难解答.....	33
第 5 章 参考.....	36
5-1. 如何安装选购的支撑臂.....	36
5-2. 将 2 台以上的个人计算机连接至显示器.....	37
5-3. USB 的使用 (Universal Serial Bus).....	38
5-4. 规格.....	39
5-5. 术语表.....	43
附录.....	i

第 1 章 介绍

非常感谢您选择 EIZO 彩色显示器。

1-1. 特点

- 分辨率 2M 像素 (水平位置: 1600 × 1200 点(H x V))
- 适用于 DisplayPort (适用于 8 位或 10 位, 不适用于音频信号)
- 3 个信号输入端子 (DVI-I × 2, DisplayPort × 1)
- 用于选择最佳校准模式的最佳对比度 (CAL Switch) 功能
“3-3. 选择显示模式 (CAL Switch)” (第 23 页)
- DICOM 模式 (CAL Switch 功能) “选择显示模式 (CAL Switch 模式)” (第 43 页)
- 包含用于校准显示器的质量控制软件 “RadiCS LE” (对于 Windows)
- 包含使用鼠标和键盘调节屏幕的软件 “ScreenManager Pro for Medical” (对于 Windows)
- 支持帧同步模式 (59 - 61 Hz)
- HDCP (高带宽数字内容接口)
- 可使用纵向 / 横向显示 (顺时针旋转 90 度)

1-2. 包装内容

请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品, 或物品存在损坏现象, 请与您所在地的经销商联系。


显示器	EIZO USB 电缆 (MD-C93)
电源线	EIZO LCD Utility Disk (光盘)
数字信号电缆 (PP200)	用户手册
数字信号电缆 (FD-C39)	有限责任保证书

注

- 请保留好包装盒和包装材料, 以便将来显示器移动或搬运时使用。
-


1-3. 控制和功能

前端



1	按钮	当两个以上的个人计算机连接到显示器上时, 切换显示输入信号。
2	按钮	可让您切换 CAL Switch 模式。
3	按钮	显示有关显示器或输入信号的信息。
4	按钮	取消调节/ 设定或退出调节菜单。
5	按钮	<ul style="list-style-type: none"> 选择调整项目, 或增加 / 降低利用调整菜单。进行高级调整时的已调整值。 调节亮度。
6	按钮	显示调整菜单, 确定菜单屏幕上的某个项目, 并保存已调整的值
7	按钮	打开或关闭电源。
8	电源指示器	指示显示器的运行状态。 蓝色: 有画面显示 橙色: 省电 关闭: 主电源开关 / 电源按钮关闭

背部



9	主电源开关	打开或关闭主电源。
10	电源连接器	连接电源连接器。
11	输入信号连接器	DisplayPort 连接器 x 1
12	输入信号连接器	DVI-I 连接器 x 2
13	USB 端口 (上)	连接USB 电缆以使用需要USB 连接的软件或使用USB 集线器功能。
14	USB 端口 (下)	连接外接USB 设备。
15	Stand*	用于调整显示器屏幕的高度和角度。
16	安全锁插槽	符合Kensington 的防盗锁安全系统。
17	电缆固定器	固定显示器电缆。

* 液晶显示器可定向为水平位置。(可顺时针旋转九十度。) 液晶显示器可将底座移走, 而采用可选支撑臂 (P. 36)

第 2 章 电缆连接

2-1. 连接前

在显示器连接至计算机之前, 请根据下图调整显示屏设置分辨率和频率。

注

- 如果计算机和显示器均支持 VESA DDC, 无须任何手动设置, 只需将显示器连接至计算机上即可设定最佳分辨率与刷新率。

● 模拟输入

分辨率	适用信号	频率	点时钟
640 x 480	VGA	60 Hz	170MHz (Max.)
640 x 480	VESA	~ 85 Hz	
720 x 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 x 600	VESA	~ 85 Hz	
1024 x 768	VESA	~ 85 Hz	
1152 x 864	VESA	75 Hz	
1280 x 960	VESA	60 Hz	
1280 x 1024	VESA	~ 75 Hz	
1600 x 1200	VESA	60 Hz	
1200 x 1600		60 Hz	

● 数字输入 (DVI-I)

分辨率	适用信号	频率	点时钟
640 x 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (Max.)
720 x 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 x 600	VESA	60 Hz	
1024 x 768	VESA	60 Hz	
1280 x 960	VESA	60 Hz	
1280 x 1024	VESA	60 Hz	
1600 x 1200	VESA	60 Hz	
1200 x 1600		60 Hz	

● 数字输入 (DisplayPort)

分辨率	适用信号	频率	点时钟
640 x 480	VGA	60 Hz	164.5 MHz (Max.)
720 x 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 x 600	VESA	60 Hz	
1024 x 768	VESA	60 Hz	
1280 x 960	VESA	60 Hz	
1280 x 1024	VESA	60 Hz	
1600 x 1200	VESA	60 Hz	
1200 x 1600		60 Hz	


2-2. 电缆连接

注意

- 确保计算机与显示器的“电源”开关均处于关闭状态。
- 连接显示器时请参阅计算机用户手册。

1 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。

连接到电缆连接器后, 请拧紧连接器的螺钉, 使配合紧密。



2 当使用RadiCS LE 或ScreenManager Pro for Medical 时, 请连接USB 电缆。

接续到显示器

接续到计算机



3 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

4 按 打开显示器。

显示器电源指示器亮起蓝色。

5 将个人计算机开机。

出现画面图像。

当在使用模拟信号的情况下初次打开显示器和个人计算机时，自动调节功能将启用以自动调节时钟、相位和显示位置。

如果无法出现图像，请参考“第4章 省电功能”以获得帮助。

注意

- 使用后关闭显示器和个人计算机。
 - 为了最大限度地省电，建议您关闭电源按钮。关闭主电源开关将完全关闭显示器的电源。
-

第 3 章 调节和设定


3-1. 基本操作方法和功能一览

调整菜单的基本操作

1 显示调整菜单


按 .

出现调整菜单。






2 调节 / 设定


1. 用  选择要调节 / 设定的菜单, 然后按 .




2. 用  选择要调节 / 设定的项目, 然后按 .




3. 用  调节 / 设定所选项目, 然后按 .




3 退出

按几次 。
调整菜单结束。

显示按钮指南

按前按钮（ 按钮除外），按钮上方出现按钮指南。（以“纵向”位置使用显示器时，按钮之后出现按钮指南。）





































注

- 显示调整菜单和彩色模式菜单时，持续显示按钮指南。
- 按钮指南的显示因所选菜单或状态而异。

功能

下表列出了屏幕管理器中的所有调节与设置菜单。

主菜单	项目	调节 / 设定
色彩 	 亮度  对比度  色温  伽玛  高级设定 <ul style="list-style-type: none">  色调  饱和度  轮廓增强器  增益  6 色 	“3-3. 色彩调节” (第 23 页)
	 色彩重设	“恢复默认设置” (第 32 页)
屏幕 	 屏幕尺寸	“3-4. 低分辨率显示” (第 28 页)
	 旋转图像  模拟调整 <ul style="list-style-type: none">  自动调整  范围调整  时钟  相位  水平位置  垂直位置 	“3-8. 设定方向” (第 30 页) “3-2. 正确显示屏幕” (第 19 页)
PowerManager 	 节能	“3-9. 设定省电” (第 31 页)
	 电源指示灯	“3-10. 设置电源指示灯” (第 31 页)
菜单设置 	 语言	设定语言 英语, 德语, 法语, 西班牙语, 意大利语, 瑞典语, 日语, 简体中文和繁体中文
	 菜单位置	设定调整菜单的显示位置

工具 	 输入选择	“5-2. 将 2 台以上的个人计算机连接至显示器” (第 37 页)
	 预设模式	“3-5. 启用 / 禁用模式选择” (第 29 页)
	 信号信息	显示信号信息
	 显示器信息	显示显示器信息
	 全部重设	“3-11. 恢复默认设置” (第 32 页)

* <色彩> 菜单上的调节 / 设定功能取决于所选的色彩模式(第 23 页) 以上图表显示出当选择“Custom”模式时出现的子菜单(请参阅“3-3. 色彩调节”(第 23 页))

3-2. 正确显示屏幕

数字输入

输入数字信号时, 图像根据显示器的预设数据正确显示。执行高级调节时, 请参阅“3-3. 色彩调节”(第 23 页)及其后续页。

模拟输入

注意

- 请在显示器电源开启后等待 30 分钟或更长时间再开始调节。
(在进行调节之前, 应该使显示器至少预热 30 分钟。)

显示器屏幕调节用于抑制画面抖动、或根据要使用的个人计算机正确调节画面的位置和尺寸。

当满足以下所有条件时, 自动调整功能将工作。

- 当信号第一次输入显示器时, 或当设定了之前不显示的分辨率或垂直 / 水平频率时。
- 输入垂直分辨率超过 480 的信号时。

即使执行自动调节之后仍未正确显示画面时, 请根据后续页上的操作步骤执行屏幕调节, 以便更舒服地使用显示器。

[调节步骤]

1 执行自动尺寸调节。

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸 [自动调整]

步骤

1. 从调整菜单中选择 <屏幕>, 然后按 。
2. 从 <屏幕> 菜单中选择 <模拟调整>, 然后按 。
3. 选择 <自动调整>, 然后按 。

自动调整功能将工作(出现信息“进行中”)以正确调整抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

当自动调整完成后, 将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定, 然后按 。

注意

- 当图像全部显示在 Windows 或 Macintosh 显示区域内时此功能才能正常工作。如果图像仅显示在屏幕的一部分(例如指令提示窗口)、或正在使用黑色背景(墙纸等)、则此功能将无法正常工作。
- 对于某些图形卡、此功能无法正常工作。

如果在上面的步骤 1 中调整后画面依然无法正确显示、请根据下一页上的步骤执行调节操作。当画面正确显示时、进入步骤 5 “自动调节色彩等级 [范围调整]”。

2 准备显示图案、用于模拟显示调节。

请从我们的网站下载“画面调节样式文件”：<http://www.eizo.com>

注


- 有关画面调整程式集的开启方法以及内容, 请参照“Readme.txt”。

3 用显示的模拟画面调节样式再次执行自动尺寸调整。

● 自动调节抖动、画面位置和画面尺寸 [自动调整]

步骤

1. 在显示器上全屏显示画面调整样式文件的样式 1。



2. 从调整菜单中选择 <屏幕>, 然后按 。

3. 从〈屏幕〉菜单中选择〈模拟调整〉, 然后按 。

若要进行后续的调整, 请在〈屏幕〉菜单的〈模拟调整〉中选择一项。

4. 选择〈自动调整〉, 然后按 。

自动调整功能将工作(出现信息“进行中”)以正确调整抖动、屏幕位置和屏幕尺寸。

当自动调整完成后, 将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定, 然后按 。

如果在上面的步骤 3 中调整后画面依然无法正确显示, 请根据下一页上的步骤执行调节操作。当画面正确显示时, 进入步骤 5 “自动调节色彩等级 [范围调整]”。

4 使用〈模拟调整〉的〈屏幕〉菜单, 对以下项目执行高级调整。

依次调节时钟、相位和位置。

● 消除垂直条纹 [时钟]

步骤


1. 从〈模拟调整〉菜单中选择〈时钟〉, 然后按 。

2. 用 或 调节时钟。

慢慢按下 以免错过调整点。

3. 按 退出调节。

调节后屏幕上仍出现模糊、抖动或条纹时, 进入 [相位] 消除抖动或模糊。




● 消除抖动或模糊 [相位]

步骤

1. 从〈模拟调整〉菜单中选择〈相位〉, 然后按 。

2. 用 或 调节相位。

3. 按 退出调节。



注意

- 视个人计算机或图形卡情况而定, 抖动或模糊可能无法消除。


● 修正画面位置 [水平位置] [垂直位置]

注

- 由于液晶显示器上的像素数量和像素位置是固定的、因此只有一个位置可以正确显示图像。位置调节将图像移动到正确的位置。

步骤

1. 从 <模拟调整> 菜单中选择 <水平位置> 或 <垂直位置>, 然后按 。
2. 用 或 调节位置。
3. 按 退出调节。




5 调节色彩等级。

● 自动调节色彩等级 [范围调整]

通过调节信号输出电平可以显示每个色彩等级 (0 至 255)。

步骤

1. 使用画面调整样式文件在显示器上以全屏幕显示样式 2。



2. 从 <模拟调整> 菜单中选择 <范围调整>, 然后按 。
色彩等级将自动调整。

当自动调整完成后, 将出现一条信息。选择“确认”确认新设定或选择“取消”恢复之前的设定, 然后按 。

3. 关闭样式 2。


3-3. 色彩调节

● 选择显示模式 (CAL Switch)


CAL Switch 可让您轻松选择适合显示器应用程序的适当模式。

CAL Switch 模式

模式	用途
1-DICOM	可在 DICOM 模式中显示。
2-Custom	可根据喜好进行色彩设定。
3-CAL	显示用校正软件调整的画面。
4-Text	适合显示文字处理或电子表格中的文本。




步骤

1. 按 .

屏幕左下方出现模式菜单。

2. 每按一次 ，列表中的模式将交替高亮显示。

显示模式菜单时，您可用  或  切换当前模式。



注

- 调整菜单和模式菜单不能同时显示。
- 您可使特定模式无法选择。更多信息，请参阅“3-5. 启用 / 禁用模式选择”（第 29 页）。

● 执行高级调节

调整菜单的 <色彩> 菜单可让您设定并保存各模式的独立色彩调节。

注意

- 请在显示器电源开启后等待 30 分钟或更长时间、再开始进行色彩调节。
(在进行调节之前，应该使显示器至少预热 30 分钟)
- 当调节模拟输入信号的色彩时，请先执行范围调节。
(请参阅第 22 页上的“自动调节色彩等级”)
- 由于显示器的特性不同、同一个图像在不同显示器上的色彩显示可能有所不同。当对多个显示器进行色彩匹配时、请用肉眼对色彩进行微调。

注

- 以“%”或“K”表示的值仅作参考。

● 各个模式中的调节项目

根据所选的模式而定,可调节的功能会有所不同。

(您无法选择调节或设定的任何不可用功能。)

各模式进行的调节或设定将应用于所有输入信号。

有关各功能的调节方法,请参阅后续页。

√: 可调节 —: 不可调节

图标	功能	CAL Switch 模式			
		1-DICOM	2-Custom*	3-CAL*	4-Text*
	亮度	√	√	√	√
	对比度	—	√	—	√
	色温	—	√	—	√
	伽玛	—	√	—	√
	色调	—	√	—	√
	饱和度	—	√	—	√
	轮廓增强器	—	√	—	√
	增益	—	√	—	—
	6 色	—	√	—	—
	色彩重设	√	√	√	√






* 如果您在此模式中使用此显示器专用的校准组件调节校准(第 42 页所示的 RadiCS LE 作为附件),则仅可调节亮度和重设。

● 调节亮度 [亮度]



通过改变背光(来自液晶背面板的光源)的亮度来调节屏幕亮度。

可调节的范围: 0 至 100%

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 .
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <亮度>, 然后按 .
3. 用  或  调节亮度。。
4. 按  退出调节。

注






- 您也可使用  和  调节亮度。
- 即使亮度设定为 0% 仍感觉图像很亮时,请调节对比度。

● 调节对比度 [对比度]

通过改变视频信号等级来调节屏幕亮度。

可调节的范围: 0 至 100%

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 .
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <对比度>, 然后按 .
3. 用  或  调节对比度。
4. 按  退出调节。

注






- 当对比度为 100% 时、显示所有颜色等级。
- 调节显示器时、建议在执行对比度调节之前、先执行不会丧失色彩等级特性的亮度调节。
- 以下情况下执行对比度调节。
 - 即使亮度设定为 0% 仍感觉图像很亮时。(将对比度设定为低于 100%)。

● 选择色温 [色温]

色温可以调节。色温通常用于通过数值来表达“白色”和 / 或“黑色”的色调。该值以度数“K”（开氏温标）来表示。与火焰的温度情况相同、如果显示器上的图像色温低则偏红、如果色温高则偏蓝。为各个色温设定值设定了增益预设值。

可调节的范围: 本地、6000K-15000K (以每 500K 为单位指定、包括 9300K)

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 .
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <色温>, 然后按 .
3. 用  或  调节色温。
4. 按  退出调节。

注

- [增益] 可让您执行更为高级的调节 (请参阅第 27 页上的“调节增益值”)。
- 如果设定为 [本地]、则图像以显示器的预设色彩显示 (增益: 各 RGB 均为 100%)。
- 改变增益值时、色温调节范围变为“用户”。

● 调节伽玛值 [伽玛]

伽玛值可以调节。显示器的亮度变化取决于输入信号、但是变化率不与输入信号成比例。保持输入信号和显示器亮度之间的平衡即称为“伽玛修正”。

可调节的范围: 1.8-2.6

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <伽玛>, 然后按 。
3. 用 或 调节伽玛值。
4. 按 退出调节。

● 调节色调 [色调]

此功能可让您调节色调。

可调节的范围: -100 至 100

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <高级设定>, 然后按 。
3. 选择 <色调>, 然后按 。
4. 用 或 调节色调。
5. 按 退出调节。

注意

- 无法启用此功能来显示每种色彩等级。
-

● 调节色彩饱和度 [饱和度]

此功能可以调整显示器上的颜色饱和度。

可调节的范围: -100 至 100

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>, 然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <高级设定>, 然后按 。
3. 选择 <饱和度>, 然后按 。
4. 用 或 调节色彩的饱和度。
5. 按 退出调节。

注意

- 无法启用此功能来显示每种色彩等级。
-

注

- 设定为最小值 (-100) 会将图像变为单色画面。

● 增强图像轮廓 [轮廓增强器]

轮廓增强器的工作原理是通过增强组成图像的像素间的色差，从而增强图像轮廓。这样可提高图像的纹理与质感。相反，它还可使图像的轮廓渐变，从而平滑地复制出图像。

步骤

1. 从调整菜单中选择 <色彩>，然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <高级设定>，然后按 。
3. 根据需要用 或 从 -3 至 3 (柔和至锐利) 的范围内选择显示状态。
4. 按 退出调节。

● 调节增益值 [增益]

组成色彩的红色 / 绿色 / 蓝色的各自亮度称为“增益”。增益调节可以改变“白色”的色调 (当获得了每种色彩的最大输入信号时)。

可调节的范围: 0 至 100%

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>，然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <高级设定>，然后按 。
3. 选择 <增益>，然后按 。
4. 从 <红>、<绿> 或 <蓝> 中选择色彩进行调节，然后按 。
5. 用 或 调节增益。。
6. 按 退出调节。

注

- 视色温值而定、增益值可能会改变。
- 改变增益值时、色温调节范围变为“用户”。

● 调节六种色彩 [6 色]

六种色彩: 洋红、红、黄、绿、青和蓝均可调节色调和饱和度。

可调节的范围: -100 至 100

步骤

1. 从调节菜单中选择 <色彩>，然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <高级设定>，然后按 。
3. 选择 <6 色>，然后按 。
4. 从 <洋红>、<红>、<黄>、<绿>、<青> 或 <蓝> 中选择色彩进行调节，然后按 。
5. 选择 <色调> 或 <饱和度>，然后按 。
6. 用 或 调节 6 色。。
7. 按 退出调节。


3-4. 低分辨率显示

● 改变屏幕尺寸 [屏幕尺寸]

如果图像的分辨率与建议分辨率不同，则将自动全屏显示图像。您可以用〈屏幕〉菜单的〈屏幕尺寸〉来改变屏幕尺寸。

菜单	功能
全屏 (Full Screen)	全屏显示图像。有时图像会扭曲，因为垂直比率与水平比率不相等。
放大 (Enlarged)	全屏显示图像。有时，会出现空白的水平或垂直边框平衡垂直比率和水平比率。
正常 (Normal) (默认设置)	用指定分辨率显示图像。

示例: 图像尺寸 1280 × 1024



步骤









1. 从调整菜单中选择〈屏幕〉，然后按 。
2. 从〈屏幕〉菜单中选择〈屏幕尺寸〉，然后按 。
3. 使用 或 选择“全屏”、“放大”或“正常”。
4. 按 退出调节。

3-5. 启用 / 禁用模式选择 [预设模式]

可让您仅选择指定模式。

当所有显示模式不可用或当保持显示模式不变时, 使用此功能。

步骤

1. 从调整菜单中选择 <工具>, 然后按 .
2. 从 <工具> 菜单中选择 <预设模式>, 然后按 .
3. 用  或  选择模式改变其设定, 然后按 .
4. 用  或  选择“开启”或“关闭”。
5. 按  退出调节。








注意




- 您无法将所有模式设定为禁用。将至少一种模式设定为“开启”。




3-6. 锁定按钮 [操作锁定]

此功能可让您锁定以防止改变已调节 / 设定好的状态。

步骤

1. 按  关闭显示器电源。
2. 按住  的同时按  至少 2 秒钟以开启显示器。
出现可选设定菜单。
3. 从 <可选设定> 菜单中选择 <操作锁定>, 然后按 .
4. 用  或  选择“关闭”、“菜单”或“所有”, 然后按 .











设定	可锁定的按钮
关闭 (初始设定)	无 (所有按钮可用)
菜单	 按钮   按钮
所有	除  外的所有按钮

5. 用  或  选择“完成”。
6. 按  退出。
可选设定菜单即关闭。

3-7. 设定 EIZO 标志显示 [标志]

打开显示器电源时、显示屏上出现 EIZO 标志。此功能可让您显示或者不显示 EIZO 标志。
(默认设定: 关闭)

步骤

1. 按  关闭显示器电源。
2. 按住  的同时按  至少 2 秒钟以开启显示器。
出现可选设定菜单。
3. 从 <可选设定> 菜单中选择 <标志>, 然后按 。
4. 用  或  选择“开启”或“关闭”, 然后按 。
5. 用  或  选择“完成”。
6. 按  退出可选设定。
可选设定菜单即关闭。

3-8. 设定方向






● 使用旋转图像功能 [旋转图像]

旋转图像功能允许您旋转面板改变显示器的显示方向。(默认设定: 开启)

注意

- 改变显示器的显示方向后, 可能需要一些时间才能显示屏幕图像。
- 当使用某些图形卡或操作系统时, 旋转图像 (Image Rotation) 功能可能无法正常工作。
- 在双显示器中使用旋转图像功能时, 其中一个显示器上的屏幕图像可能会消失。如果这样, 请通过“显示属性”重新显示图像 (仅适用于 Windows)。

步骤

1. 从调整菜单中选择 <屏幕>, 然后按 。
2. 从 <屏幕> 菜单中选择 <旋转图像>, 然后按 。
3. 用  或  选择“开启”或“关闭”。
4. 按  退出调节。

操作步骤

1. 将显示面板旋转 90 度。
<旋转图像> 的默认设置为“开启”, 因此可得到对应显示面板旋转的屏幕图像。
2. 当屏幕图像扩展或收缩时, 重新启动计算机。
3. 当使用某些图形卡或操作系统时, 旋转图像 (Image Rotation) 功能可能无法正常工作。
当重启 PC 后屏幕图像还保持扩展或收缩状态时, 请尝试更改 PC 系统的屏幕分辨率设置。

3-9. 设定省电 [节能]

此功能可允许您根据个人计算机状态将显示器设定为省电模式。

当显示器进入省电模式时，屏幕上不显示图像。

注意

- 关闭主电源开关或完全拔下电源线可关闭显示器的供电。
- 当显示器处在省电模式或当显示器的电源按钮关闭时，与 USB 端口（上游和下游）相连的设备也在运行。因此，即使在省电模式中，显示器功耗也会因所连设备而异。

省电符合以下各信号输入的标准

信号输入		标准
模拟信号		VESA DPM
数字信号	DVI	DVI DMPM
	DisplayPort	DisplayPort 标准 V1.1a

步骤

1. 从调节菜单中选择 <PowerManager>，然后按 。
2. 从 <PowerManager> 菜单中选择 <节能>，然后按 。
3. 用 或 选择“开启”或“关闭”。
4. 按 退出调节。

省电系统

显示器根据 PC 设定进入省电模式。

PC		显示器	电源指示灯
运行		运行	蓝
省电	STAND-BY SUSPENDED OFF	省电	橙

3-10. 设置电源指示灯 [电源指示灯]

显示画面时能调整电源指示灯（蓝色）的亮度（初始设置为接通电源时点亮，亮度设为 4）。

步骤

1. 从调节菜单中选择 <PowerManager>，然后按 。
2. 从 <PowerManager> 菜单中选择 <电源指示灯>，然后按 。
3. 根据需要用 或 将指示灯亮度选择为“关闭”或 1 至 7 的范围内。
4. 按 退出调节。

3-11. 恢复默认设置

有两种类型的复原。一种是只将色彩调节复原至默认设定、另一种是将所有设定复原至默认设定。

注意

- 复原后、无法撤消操作。

注

- 有关主要默认设置, 请参阅第 40 页上的“主要默认设置(出厂设置)”。

● 复原色彩调节值 [色彩重设]

只有当前模式中的调节值将恢复至默认设定(出厂设定)。

步骤

1. 从调整菜单中选择 <色彩>, 然后按 。
2. 从 <色彩> 菜单中选择 <色彩重设>, 然后按 。
3. 使用 或 选择 “执行”。
4. 按 退出调节。

色彩调节值将恢复至默认设定。

● 将所有调节复原至出厂默认设置 [全部重设]

将所有调节复原至出厂默认设置。

步骤



1. 从调整菜单中选择 <工具>, 然后按 。
2. 从 <工具> 菜单中选择 <全部重设>, 然后按 。
3. 使用 或 选择 “执行”。
4. 按 退出调节。

所有设定值都恢复至默认设定。





第 4 章 疑难解答

如果在采取建议的措施后仍旧不能解决问题、请联系当地的经销商。

- 无图像的问题 → 请参阅 No.1 - No.2。
- 成像问题(数字输入) → 请参阅 No.3 - No.8。
- 成像问题(模拟输入) → 请参阅 No.3 - No.12。
- 其它问题 → 请参阅 No.13 - No.16。

问题	可能的原因和解决方法
1. 无图像 <ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯不亮。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电源线连接是否正确。 • 关闭主电源,几分钟后将其打开。 • 打开主电源开关。 • 按 。
<ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯亮蓝色。 	<ul style="list-style-type: none"> • 将 [亮度]、[对比度] 和 [增益] 中的各调节值设定为较高级别。(第 25、27 页)
<ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯亮橙色。 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用  切换输入信号。 • 操作鼠标或键盘。 • 检查个人计算机的电源是否已打开。
2. 出现以下信息。 <ul style="list-style-type: none"> • 当没有信号输入时、出现该信息。 示例: 	当信号没有正确输入时、即使显示器工作正常、也会出现该信息。 <ul style="list-style-type: none"> • 可能会出现左边所示的信息、因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。 • 检查个人计算机的电源是否已打开。 • 检查信号电缆是否连接正确。 • 使用  切换输入信号。
 <p>No Signal DisplayPort fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz Check the input signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。(该信号频率将以红色显示。) 示例: 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查个人计算机的信号设定是否与该显示器的分辨率及垂直频率设定相匹配。(请参阅设定手册“设置画面分辨率”) • 重新启动个人计算机。 • 使用图形卡实用程序软件选择适当的显示模式。详细说明、请参阅图形卡使用手册。
 <p>Signal Error DVI-1 Digital fD: 100.0MHz fH: 100.0kHz fV: 70.0Hz Check the input signal.</p>	<p>fD : 点时钟 (仅当数字信号输入时显示)</p> <p>fH : 水平频率 fV : 垂直频率</p>
3. 屏幕太亮或太暗。	<ul style="list-style-type: none"> • 用 [亮度] 或 [对比度] 进行调节。(LCD 显示器的背光灯有固定的使用寿命。当屏幕变暗或开始闪烁时、请联系当地经销商。)

第 4 章 疑难解答

问题	可能的原因和解决方法
4. 字符模糊。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查个人计算机的信号设定是否与该显示器的分辨率及垂直频率设定相匹配。(请参阅设定手册“设置画面分辨率”) • 用〈轮廓增强器〉进行调节。(第 27 页)
5. 出现残影。	<ul style="list-style-type: none"> • 长时间显示图像时请使用屏幕保护程序或关闭计时器功能。 • 残影是 LCD 显示器的特性。请避免长时间显示相同的图像。
6. 屏幕上留有绿色 / 红色 / 蓝色 / 白色点或缺陷点。	<ul style="list-style-type: none"> • 这是液晶面板的特性、不是故障。
7. 屏幕上留有干扰图案或按压印记。	<ul style="list-style-type: none"> • 让显示器处于白屏或黑屏。此现象可能会消失。
8. 屏幕上出现干扰。	<ul style="list-style-type: none"> • 当输入 HDCP 制式的信号时、可能无法立即显示正常图像。
9. 显示位置不正确。 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用〈水平位置〉或〈垂直位置〉调节图像位置。(第 22 页) • 如果问题仍然存在、请使用图形卡实用程序软件(若有)更改显示位置。
10. 屏幕上出现垂直条纹或图像的某一部分抖动。 	<ul style="list-style-type: none"> • 用 [时钟] 进行调节。(第 21 页)
11. 整个画面抖动或模糊。 	<ul style="list-style-type: none"> • 用 [相位] 进行调节。(第 21 页)
12. 屏幕上部如下所示出现扭曲。 	<ul style="list-style-type: none"> • 这是由于同时输入复合同步 (X-OR) 信号与单独的垂直同步信号造成的。选择复合信号或单独信号。
13. 调节菜单不出现	<ul style="list-style-type: none"> • 检查操作锁定功能是否工作。(第 29 页)
14. 未出现模式菜单。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查操作锁定功能是否工作。(第 29 页)
15. 自动调整功能无法正常使用。	<ul style="list-style-type: none"> • 当输入数字信号时、此功能不工作。 • 此功能用于 Macintosh 和运行 Windows 的 AT 兼容 PC。以下情况下可能无法正常工作。当图像仅显示在屏幕的一部分(例如, 命令提示符窗口), 或正在使用黑色背景(墙纸等)时, 此功能将无法正常工作。 • 对于某些图形卡、此功能无法正常工作。

问题	可能的原因和解决方法
16. 未检测到用 USB 电缆连接的显示器。 / 连接至监视器的 USB 设备不工作。	<ul style="list-style-type: none">• 检查 USB 电缆是否连接正确。(第 38 页)• 将 USB 端口改到另一个。如果改变 USB 端口后个人计算机或外接设备工作正确, 请联系您所在地的经销商。(详细说明, 请参阅个人计算机的指南。)• 重新启动个人计算机。• 当直接连接个人计算机和外接设备时, 如果外接设备正常工作, 请联系您所在地的经销商。• 检查电脑和操作系统是否兼容 USB。(有关各设备的 USB 兼容性, 请咨询其各自的制造商。)• 在使用 Windows, 检查个人计算机 BIOS 设置中的 USB 设置。(详细说明, 请参阅个人计算机的说明书。)

第 5 章 参考

5-1. 如何安装选购的支撑臂

卸下底座部分后,即可安装选购的支撑臂(或选购的底座)。请访问我们的网站了解选购的支撑臂(或选购的底座)。

<http://www.eizo.com>

注意

- 安装悬挂臂或支架时,请按照各自的用户手册进行操作。
- 使用其他制造商的悬挂架或支架时,请事先确认以下事项,并选择符合 VESA 标准的某一项。
 - 螺孔之间的间距: 100 mm × 100 mm
 - 板厚度: 2.6 mm
 - 其强度足以支承显示器单元(不包括支架)和电缆等附件的重量。
- 使用悬挂臂或支架时,必须符合显示器的以下倾斜角度进行安装。
 - 向上 45 度、向下 45 度(水平显示和垂直显示 90 度顺时针旋转)
- 安装悬挂臂后连接电缆。
- 请勿调节从显示器上取下的支架的高度。显示器未连接的情况下调节时,会造成人身伤害或支架损坏。
- 因为显示器和臂很重,掉下的话会受伤或损坏设备。

[安装步骤]


1 将液晶显示器放在铺有软布的稳定表面上、面板正面朝下。

2 拆下支架。(准备一把螺丝刀。)

用螺丝刀拆下固定显示器和支架的四颗螺钉。

3 将显示器安装到悬挂臂或支架上。

使用悬挂臂或支架的用户手册中指定的螺钉将显示器固定在悬挂臂或支架上。




5-2. 将 2 台以上的个人计算机连接至显示器

通过显示器背面的 DVI-I 和 DisplayPort 连接器, 可将两台以上 PC 连接至显示器。

● 切换输入信号

每按一次 、输入信号都会切换。


信号切换时、激活的输入端口名称会出现在屏幕右上角。



● 设定输入信号选择 [输入信号]

显示器识别出输入个人计算机信号所通过的连接器。

优先设置	功能
自动	当一台个人计算机关闭或进入省电模式时, 显示器将自动显示另一个信号。
手动	显示器只自动检测当前显示的个人计算机信号。用 <input type="button" value="S"/> 选择主动输入信号。



步骤

1. 从调整菜单中选择 <工具>, 然后按 .
2. 从 <工具> 菜单中选择 <输入信号>, 然后按 。
出现 <信号输入> 菜单。
3. 使用 或 选择“自动”或“手动”。
4. 按 退出调节。

注意

- 当 <输入信号> 选择“自动”时, 显示器的省电功能仅在所有个人计算机都处于省电模式时才生效。

5-3. USB 的使用 (Universal Serial Bus)

本显示器带有一个兼容 USB 的集线器。连接至兼容 USB 的 PC 或其它 USB 集线器, 本显示器可用作 USB 集线器连接外接 USB 设备。

● 要求的系统环境


1. 配备 USB 端口的 PC 或连接至兼容 USB 的 PC 的其它 USB 集线器
2. Windows 2000/XP/Vista/7/8 或 Mac OS 9.2.2 和 Mac OS X 10.2 或更新版本
3. EIZO USB 电缆 (MD-C93)

注意

- 根据电脑、操作系统或所使用的外接设备的不同, 本显示器可能无法工作。有关外接设备的 USB 兼容性问题, 请联系其各自的制造商。
- 当显示器处在省电模式或当显示器的电源按钮关闭时, 与 USB 端口 (上游和下游) 相连的设备也在运行。因此, 即使在省电模式中, 显示器功耗也会因所连设备而异。
- 当主电源开关关闭时, 连接至 USB 端口的设备将不会运行。

● 连接步骤 (USB 功能的设置)

1. 用信号电缆先将显示器连接至 PC, 然后运行 PC。
2. 用附带的 USB 电缆将兼容 USB 的电脑 (或其它 USB 集线器) 的下游 USB 端口与显示器的上游 USB 端口相连
连接 USB 电缆以后, USB 集线器功能将自动设定。
3. 请将外围 USB 设备连接至显示器上的 USB 端口 (下游)。



5-4. 规格

液晶面板	尺寸	21.3-英寸 (540 mm) TFT 彩色液晶显示屏
	表面处理	带防强光硬涂层
	表面硬度	3H
	液晶视角	液晶视角: 水平 170°、垂直 170° (CR: 10 或以上)
	点距	0.270mm
	响应时间大	约 25 ms
水平扫描频率	模拟	31-100 kHz
	数字	31-100 kHz
垂直扫描频率	模拟	49-86 Hz(1600 × 1200: 49-60 Hz)
	数字	59-61Hz(VGA TEXT: 69-71Hz)
分辨率		1600 点 × 1200 线
最大点时钟	模拟	170 MHz
	数字	164.5 MHz
最大显示色彩		约 1073.74 万色 (DisplayPort 10位)
亮度(推荐)		色温在7500K 时 150 cd/m ²
显示区域(横向 × 纵向)		432.0mm×324.0mm
电源		100-120 VAC±10%, 50/60Hz, 0.65 - 0.55A 200-240 VAC±10%, 50/60Hz, 0.35- 0.30A
功耗	屏幕显示打开	64 W 或更低(有 USB 负载) 57 W 或更低(无 USB 负载)
	省电模式	1.0 W 或更低(对于 DVI-I 单信号输入, 无 USB 负载, [输入信号]: “手动”)
	电源按钮关闭	0.8 W 或更低(无 USB 负载)
	主电源开关关闭	0 W
输入信号连接器		DVI-I 连接器(适用于 HDCP 标准) × 2 DisplayPort(标准 V1.1a, 适用于 HDCP)
模拟输入信号(同步)		独立、TTL、正 / 负 复合、TTL、正 / 负 同步信号绿色显示, 0.3 V _{p-p} , 负极信号(仅 DVI-I)
模拟输入信号(视频)		模拟、正(0.7 V _{p-p} /75 Ω)
数字信号(DVI)发送系统		TMDS(单向链接)
最大视频信号内存	模拟	45
即插即用		模拟 / 数字(DVI-I): VESA DDC 2B / EDID structure 1.3 数字(DisplayPort): VESA DisplayPort / EDID structure 1.4
尺寸	主机	472 mm(W)×459-541 mm(H)×208.5 mm(D) (18.6 英寸(W)×18.1 - 21.3 英寸(H)× 8.2 英寸(D))
	主机(不含底座)	472 mm(W) × 373 mm(H) × 69mm(D) (18.6 英寸(W) × 14.7 英寸(H) × 2.72英寸(D))
质量	主机	约 10.3kg (22.7 lbs.)
	主机(不含底座)	约 7.1kg (15.7 lbs.)
可移动范围	高度可调整的底座	倾斜: 向上 40°、向下 0° 旋转: 向右 35°、向左 35° 可调节的高度: 82 mm (3.2 英寸) 回转: 90° (顺时针)
环境条件	温度	工作: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F) 搬运/贮存: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
	湿度	工作: 20 % - 80 % R.H. (无冷凝) 搬运/贮存: 10 % - 80 % R.H. (无冷凝)
	压力	工作: 700 至 1,060 hPa 搬运/贮存: 200 至 1,060 hPa

USB	标准	USB Specification Revision 2.0
	端口	上游端口 × 1, 下游端口 × 2
	流通速度	480 Mbps (高速), 12 Mbps (全速), 1.5 Mbps (低速)
	电流	下游: 最大500 mA/1 个端口
设备分类	防电击级别: I 级 EMC级: EN60601-1-2:2007 I组B级 医疗设备型(MDD 93/42/EEC):I 级 操作模式: 可持续的 IP 级: IPX0	

主要默认设置 (出厂设置)

最佳对比度 (CAL Switch) 功能: 默认显示模式设定为 1-DICOM 模式。


	亮度	色温	伽吗值
1-DICOM	150 cd/m ²	7500K	DICOM 设定
2-Custom	约 300 cd/m ²	7500K	2.2
3-CAL	150 cd/m ²	7500K	DICOM 设定
4-Text	约 100 cd/m ²	7500K	2.2

其它

PowerManager	开启
输入选择	自动
屏幕尺寸	正常
轮廓增强器	0
标志	关闭
菜单位置	中心
语言	English


外形尺寸

单位: mm (英寸)



连接器引脚分配


• DVI-I 连接器



引脚编号	信号	引脚编号	信号	引脚编号	信号
1	T.M.D.S. Data 2-	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	21	NC*
2	T.M.D.S. Data 2+	12	NC*	22	T.M.D.S. Clock shield
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	13	NC*	23	T.M.D.S. Clock+
4	NC*	14	+5V Power	24	T.M.D.S. Clock-
5	NC*	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	C1	Analog Red
6	DDC Clock (SCL)	16	Hot Plug Detect	C2	Analog Green
7	DDC Data (SDA)	17	T.M.D.S. Data0-	C3	Analog Blue
8	Analog Vertical Sync	18	T.M.D.S. Data0+	C4	Analog Horizontal Sync
9	T.M.D.S. Data1-	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield	C5	Analog Ground (analog R,G,&B return)
10	T.M.D.S. Data1+	20	NC*		


(NC*: 无连接)

• DisplayPort 连接器



引脚编号	信号	引脚编号	信号	引脚编号	信号
1	ML Lane3-	8	Ground	15	AUX CH+
2	Ground	9	ML Lane1+	16	Ground
3	ML Lane3+	10	ML Lane0-	17	AUX CH-
4	ML Lane2-	11	Ground	18	Hot Plug Detect
5	Ground	12	ML Lane0+	19	Return
6	ML Lane2+	13	CONFIG1	20	DP PWR
7	ML Lane1-	14	CONFIG2		

• USB 端口



触脚编号	信号	备注
1	VCC	电缆电源
2	- Data	系列数据
3	+ Data	系列数据
4	Ground	电缆接地

配件列表

校准工具箱	EIZO RadiCS UX1 Ver.3.3.1 或更高版本
用于医疗图像的网络 QC 管理软件	EIZO RadiNET Pro Ver.3.3.1 或更高版本
清洁工具包	EIZO ScreenCleaner

有关附件的最新信息以及可兼容显卡的信息, 请访问我们的网页。

<http://www.eizo.com>

5-5. 术语表

时钟

当模拟输入信号转换为数字信号用于图像显示时, 模拟输入显示器需要重现与所使用的图像系统的点时钟频率相同的时钟。

这称为时钟调节。如果未正确设定时钟脉冲, 则屏幕上会出现一些竖线。

DICOM (医学数字成像和通信)

DICOM 是美国放射学院和国家电器制造商协会开发的医用数字成像和通信标准。

DisplayPort

DisplayPort是下一代数字音频接口, 可将PC、音频、成像装置等连接至显示器。只需一根缆线即可转化声音和图像。

DVI (数字可视接口)

DVI 是一项数字接口标准。DVI 允许无损失直接发送个人电脑的数字数据。它采用 TMDS 发送系统和DVI 连接器。有两种类型的 DVI 连接器。一种是仅适用于数字信号输入的 DVI-D 连接器。另一种是对数字和模拟信号输入都适用的 DVI-I 连接器。

DVI DMPM (DVI 数字显示器电源管理)

DVI DMPM 是一种数字界面省电功能。“显示器电源打开(工作模式)”和“主动关闭(省电模式)”作为显示器的电源模式、对于 DVI DMPM 是必不可少的。

增益

它可用于为红、绿和蓝色调节各个色彩参数。液晶显示器通过穿过面板色彩过滤器的光线来显示色彩。红、绿、蓝是三原色。屏幕上的所有色彩都通过组合这三种色彩来显示。通过调节穿过各色彩过滤器的光线浓度(量)可改变色调。

伽玛

通常, 显示器亮度随输入信号电平非线性变化, 称为“伽玛特性”。较小的伽玛值将产生对比度较低的图像, 而较大的伽玛值将产生对比度较高的图像。

HDCP (高带宽数字内容保护)

是一种为防止拷贝视频、音乐等数字内容而开发的数字信号编码系统。它可通过对数字内容进行编码、经由输出端的 DVI 端子、然后在输入端进行解码,从而安全传送数字内容。如果输出端或输入端中有任一端的装置不适用 HDCP 系统、则无法复制任何数字内容。

相位

相位指的是将模拟输入信号转换成数字信号的采样定时。调节相位从而调节定时。建议您在正确调节时钟后进行相位调节。

范围调节

范围调节控制显示每种色彩等级的信号输出电平。建议您在色彩调节之前进行范围调节。

分辨率

液晶面板由许多指定尺寸的像素组成、这些像素发光形成图像。本显示器由 1920 水平像素和 1200 垂直像素组成。处于 1920 × 1200 分辨率时、所有像素均亮起以全屏显示 (1:1)。

色温

色温是一种测量白色色调的方法、通常以开氏度为单位。屏幕在较低色温时色彩偏红、在较高色温时偏蓝、就像火焰温度一样。

5000K: 轻度偏红的白色

6500K: 像纸白一样的暖白色

9300K: 轻度偏蓝的白色

TMDS (最小化传输差分信号)

一种用于数字界面的信号传输系统。

VESA DPM (视频电子标准协会 - 显示器电源管理系统)

VESA 提供从来自个人计算机 (图形卡) 的信号的标准化的、从而用于个人计算机显示器的省电。DPM 定义个人计算机和显示器之间的信号状态。

APPENDIX/ANHANG/ANNEXE/ 附录 / 付録

Preset Timing

Voreingestellte Taktraten

Synchronisation prédéfinie

预设定时

プリセットタイミング

The following table shows factory preset video timing (for analog signal only)

Die folgende Tabelle enthält die werkseitig voreingestellten Videotaktraten (nur bei analogem Signal)

Le tableau suivant indique la synchronisation vidéo prédéfinie en usine (pour les signaux analogiques uniquement).

下表列出出厂预设的视频定时(仅适用模拟信号)。

工場出荷時に設定されているビデオタイミングは以下のとおりです (アナログ信号のみ)。

NOTE

- Display position may be deviated depending on the PC connected, which may require screen adjustment using Adjustment menu.
- If a signal other than those listed in the table is input, adjust the screen using the Adjustment menu. However, screen display may still be incorrect even after the adjustment.
- When interlace signals are used, the screen cannot be displayed correctly even after screen adjustment using the Adjustment menu.

HINWEIS

- Je nach angeschlossenem PC kann die Anzeigeposition variieren, sodass Justierungen mithilfe des Justierungsmenüs erforderlich sein können.
- Wird ein Eingangssignal verwendet, das in der Tabelle nicht aufgeführt ist, passen Sie den Bildschirm mithilfe des Justierungsmenüs an. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass das Bild auch nach den vorgenommenen Justierungen nicht korrekt angezeigt wird.
- Bei Verwendung von Interlace-Signalen kann das Bild auch nach den vorgenommenen Justierungen im Justierungsmenü nicht korrekt dargestellt werden.

NOTE

- La position de l'écran est décalée en fonction du PC branché, ce qui peut nécessiter un réglage de l'écran à l'aide du menu Ajustage.
- Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est entré, ajustez l'écran à l'aide du menu Ajustage. Cependant, l'affichage à l'écran peut toujours être incorrect même après l'ajustage.
- Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, l'écran ne peut pas s'afficher correctement même après un réglage de l'écran à l'aide du menu Ajustage.

注意

- 視所连接的PC而定，屏幕位置可能会稍有偏移，可能需要使用调整菜单进行屏幕调整。
- 如果输入的信号不在表中所列范围内，请使用调整菜单调整屏幕。但是，即使调整后，屏幕显示仍有可能不正确。
- 当使用隔行信号时，即使使用调整菜单调整屏幕后，也无法正确显示画面。

注意点

- 接続されるコンピュータの種類により表示位置等がずれ、調整メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- 一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、調整メニューで画面の調整をおこなってください。ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- インターレースの信号は、調整メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。

Resolution 解像度	Applicable signal 対応信号	Frequency 周波数			Polarity 極性	
		Dot clock: ドット クロック ：MHz	Horizontal: 水平：kHz	Vertical: 垂直：Hz	Horizontal 水平	Vertical 垂直
720 × 400	VGA TEXT	28.32	31.46	70.09	Nega 負	Posi 正
640 × 480	VGA	25.18	31.46	59.94	Nega 負	Nega 負
640 × 480	VESA	31.50	37.86	72.81	Nega 負	Nega 負
640 × 480	VESA	31.50	37.50	75.00	Nega 負	Nega 負
640 × 480	VESA	36.00	43.26	85.01	Nega 負	Nega 負
800 × 600	VESA	36.00	35.15	56.25	Posi 正	Posi 正
800 × 600	VESA	40.00	37.87	60.32	Posi 正	Posi 正
800 × 600	VESA	50.00	48.07	72.19	Posi 正	Posi 正
800 × 600	VESA	49.50	46.87	75.00	Posi 正	Posi 正
800 × 600	VESA	56.25	53.67	85.06	Posi 正	Posi 正
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	Nega 負	Nega 負
1024 × 768	VESA	75.00	56.47	70.07	Nega 負	Nega 負
1024 × 768	VESA	78.75	60.02	75.03	Posi 正	Posi 正
1024 × 768	VESA	94.50	68.67	85.00	Posi 正	Posi 正
1152 × 864	VESA	108.00	67.50	75.00	Posi 正	Posi 正
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	Posi 正	Posi 正
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	Posi 正	Posi 正
1280 × 1024	VESA	135.00	79.97	75.03	Posi 正	Posi 正
1280 × 1024	VESA	157.50	91.15	85.03	Posi 正	Posi 正
1600 × 1200	VESA	161.99	75.00	60.00	Posi 正	Posi 正
1152 × 900	W S	94.20	61.97	66.14	Nega 負	Nega 負
1152 × 900	W S	107.50	71.85	76.20	Nega 負	Nega 負
1280 × 1024	W S	117.00	71.69	67.19	Nega 負	Nega 負
1200 × 1600		162.25	99.41	59.96	Nega 負	Posi 正

EMC Information

Essential performance of RadiForce series is to display images and operate functions normally.



The RadiForce series requires special precautions regarding EMC and need to be installed, put into service and used according to the following information.

**Do not use any cables other than the cables that provided or specified by us.
Using other cables may cause the increase of emission or decrease of immunity.**

**Do not put any portable and mobile RF communications equipment close to the RadiForce series.
Doing so may affect the RadiForce series.**

The RadiForce series should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions EN55011	Group 1	The RadiForce series uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emission are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions EN55011	Class B	The RadiForce series is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions EN61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations / flicker emissions EN61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity


The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) EN61000-4-2	±6kV contact ±8kV air	±6kV contact ±8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient / burst EN61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge EN61000-4-5	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	±1kV line(s) to line(s) ±2kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines EN61000-4-11	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycles 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycles <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5sec	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycles 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycles <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the RadiForce series requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the RadiForce series be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60Hz) magnetic field EN61000-4-8	3A/m	3A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The RadiForce series is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the RadiForce series should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF EN61000-4-6 Radiated RF EN61000-4-3	3Vrms 150kHz to 80MHz 3V/m 80MHz to 2.5GHz	3V 3V/m	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the RadiForce series, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended Separation distance $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$, 80MHz to 800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$, 800MHz to 2.5GHz Where "P" is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and "d" is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey ^a , should be less than the compliance level in each frequency range ^b . Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol. 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the RadiForce series is used exceeds the applicable RF compliance level above, the RadiForce series should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the RadiForce series.

^b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the RadiForce Series

The RadiForce series is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the RadiForce series can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the RadiForce series as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance “d” in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where “P” is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Cable length		
Power Cord :	Accessory	2.0m
Signal Cable (FD-C39) :	Accessory	2.0m
Signal Cable (FD-C16) :	Option	2.0m
Signal Cable (PP200) :	Accessory	2.0m
USB Cable (MD-C93) :	Accessory	1.8m

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B
Phone: +86 512 6252 0100 Fax: +86 512 6252 1508

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

EC REP

EIZO GmbH

Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe, Germany
Phone: +49 721 20321 0 Fax: +49 721 20321 471

<http://www.eizo.com>
<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2009-2014 EIZO Corporation All rights reserved.



6th Edition-January, 2014 Printed in Japan.

00N0L517F1
(U.M-RS210)